

# **ONDERZOEK NAAR BLOED IN DE ONTLASTING**

---

KCLT FRANCISCUS

## **Inleiding**

Uw arts heeft een onderzoek aangevraagd om te bekijken of er bloed in uw ontlasting zit. Voor dit onderzoek moet u een beetje ontlasting opvangen.

**In deze folder leest u hoe u dit moet doen.**

## **Wat u vooraf moet weten**





- Buisjes voor dit onderzoek kunt u afhalen op de volgende bloedafnamepunten:
  - Bloedafname Franciscus Gasthuis
  - Bloedafname Franciscus Vlietland
  - Bloedafname Hoek van Holland (de Cordes)
  - Bloedafname Franciscus Maassluis (De Vloot)
  - Bloedafname Franciscus Berkel
- U kunt het buisje één keer gebruiken.
- Totdat u het buisje gebruikt, bewaart u het buisje gekoeld. De uiterste houdbaarheid staat op het buisje (jaar, maand).
- Het is belangrijk dat het buisje met de ontlasting zo snel mogelijk naar een bloedafnamepunt van Franciscus Gasthuis & Vlietland gebracht wordt.

## **Belangrijk**

- Er is een klein beetje ontlasting nodig voor het onderzoek.
- Uw ontlasting mag niet in aanraking komen met urine of met water.
- U mag alleen aan het groene dopje draaien.

## Vullen van het buisje met ontlasting

	<p><b>Belangrijk:</b> uw ontlasting mag NIET in aanraking komen met urine of het water in het toilet. Leg daarom voldoende velletjes toiletpapier in het toilet.</p>
	<p>U kunt ook een prop toiletpapier gebruiken.</p>
	<p>Ga naar het toilet en zorg dat uw ontlasting op het papier valt.</p>
	<p>Houd het buisje rechtop en draai het <b>groene dopje</b> los. Aan het dopje zit een staafje vast met aan het uiteinde een geribbeld gedeelte.</p> <p><b>Let op:</b> er zit vloeistof in het buisje, dit is een onschuldige zoutoplossing. Deze vloeistof moet in het buisje blijven.</p>

	<p>Prik met het geribbelde gedeelte van het staafje op vier verschillende plaatsen in uw ontlasting. Er mag maar een <b>klein beetje ontlasting</b> aan het geribbelde gedeelte blijven zitten.</p>
	<p>Een heel klein beetje ontlasting aan het staafje is voldoende om het onderzoek goed uit te voeren. <b>Let op: als er te veel ontlasting in het buisje wordt gedaan, is het onbruikbaar.</b></p>
	<p>Stop het staafje terug in het buisje en draai het groene dopje er weer op. Het staafje komt in het gedeelte van het buisje met de vloeistof. De vloeistof kan een beetje troebel worden. Dit is normaal.</p>
	<p>U mag het buisje niet schudden. <b>Bewaar het buisje in de koelkast.</b></p>

Indien u twee of meer buisjes heeft ontvangen, dan dient u twee of meerdere keren uw ontlasting op te vangen.

## **Inleveren van het buisje met ontlasting**

Schrijf op het etiket uw naam, geboortedatum en de datum waarop u de ontlasting opgevangen hebt. Plak het etiket op het buisje. U bewaart het buisje met ontlasting gekoeld.

Lever het buisje zo snel mogelijk in, uiterlijk binnen drie werkdagen, bij de afdeling Bloedafname van Franciscus Gasthuis of Franciscus Vlietland of bij elk bloedafnamepunt van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in de regio.

## **Vragen?**

Het kan zijn dat u na het lezen van deze folder nog vragen heeft. U kunt ons dan gerust bellen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 16.00 uur op telefoonnummer 010 - 893 9393 en vraag naar het Laboratorium Service Bureau.

## **Identificatieplicht**

Het kan voorkomen dat u zich moet legitimeren. Dit is vastgelegd in de wetgeving over de identificatieplicht. Identificatie kan worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiëntenbestand en ter voorkoming van misbruik van het medisch dossier en de geldende verzekeringsgegevens. Wij verzoeken u daarom bij ieder bezoek aan de bloedafname uw legitimatie (paspoort, rijbewijs of identificatiepas) en uw verzekeringspas mee te nemen.

*De afbeeldingen in deze folder zijn met toestemming van het RIVM gebruikt.*

*Doc:028680*

*November 2022*

*Distributie: Folder via afdeling communicatie voor Poli bloedafname locatie Vlietland, Gasthuis en Magazijn locatie Gasthuis.*