

UITLEG VOOR AFNAME VAN TESTEN

MRSA/BRMO

Inleiding

U ontvangt deze testen zodat u onderzocht kunt worden op MRSA/BRMO. Dit is op verzoek van uw arts of behandelaar.


U ontvangt in dit pakket:

- 5 verpakkingen met daarin een buisje en een wattenstaafje;
- Een laboratoriumformulier en 5 stickers;
- Een plastic 'safetybag' met daarin een absorberend papiertje;
- Een blauwe retourenvelop.


Eerst volgt de uitleg hoe u het wattenstaafje moet gebruiken. Daarna volgt de uitleg hoe u de test terugstuurt. Leest u eerst de hele folder door voordat u de testen gaat afnemen.

Het afnemen van de testen

1. Haal het wattenstaafje en het buisje uit de verpakking.
2. Gebruik voor iedere afnameplek een apart wattenstaafje.



1




2

Afnameplek: de keel

- Pak een wattenstaafje.
- Veeg een paar keer langs de amandelen in de keel. Dit is links en rechts achterin de keel. Na het verwijderen van de keelamandelen blijft dit dezelfde plek.


Ga verder met punt 3 t/m punt 6.



Afnameplek: de neus


- Pak een wattenstaafje.
- Veeg door het begin van het neusgat, het neuspeutergebied.
- Gebruik hetzelfde wattenstaafje voor beide neusgaten.

Ga verder met punt 3 t/m punt 6.

**Afnameplek: het perineum**

- Pak een wattenstaafje.
- Spreid de benen.
- Het perineum bij de vrouw is het gebied tussen de anus en de vagina.
- Het perineum bij de man is het gebied tussen de anus en de balzak (scrotum).
- Veeg met het wattenstaafje een paar keer over de huid.


Ga verder met punt 3 t/m punt 6.



Afnameplek: het rectum

- Pak een wattenstaafje.
- Spreid de benen.
- Breng het wattenstaafje ongeveer 2 cm in de anus. Net zoals bij een koortsthermometer. Draai het wattenstaafje voorzichtig rond. Het is de bedoeling dat het wattenstaafje bruin verkleurd is.

Ga verder met punt 3 t/m punt 6.

**Afnameplek: een wond, huidafwijking of eczeem**


Bij aanwezigheid van wonden, huidafwijkingen of eczeem.

- Pak een wattenstaafje.
- Veeg over het midden van de wond, huidafwijking of eczeem.


Neem voor iedere wond een apart wattenstaafje. Beschrijf welke wond het is op de sticker.

Ga verder met punt 3 t/m punt 7.


3. Open na het afnemen van de test het buisje en steek het wattenstaafje in het buisje.
4. Breek het wattenstaafje af door de breekrand van het staafje op de rand van het buisje te drukken.
5. Draai de dop op het buisje tot deze goed dicht is.



3



4



5

4 Pak de sticker met de juiste afnameplek: keel, neus, perineum, rectum.

Noteer op de sticker:

- uw naam;
- uw geboortedatum

en plak de sticker daarna op het buisje.

7. Heeft u een wond: schrijf dan op de lege sticker bij "materiaal" *wond* en de locatie van de wond.

Neem daarna de test af zoals beschreven bij **afnemen van de testen**.

Opsturen

Als alle testen zijn afgenomen doet u het volgende:

- Controleer of op alle buisjes staat: uw naam, geboortedatum en de afnameplek van de test.
- Controleer of alle buisjes goed zijn dichtgedraaid.
- Doe de buisjes in de plastic 'safetybag' met het absorberend papiertje.
- Trek de beschermfolie van de blauwe plakstrip en sluit de 'safetybag' door voor- en achterzijde tegen elkaar aan te drukken.
- Stop de gesloten 'safetybag' in de blauwe retourenvelop.

Het aanvraagformulier

- Controleer uw gegevens op het aanvraagformulier. Klopt er iets niet, verander het dan met pen.
- Als u een extra test heeft afgenomen, zoals een wond, vul dit dan in bij "materiaal" op het aanvraagformulier.
- Vul de datum in waarop u de testen afneemt.
- Stop het aanvraagformulier in de blauwe retourenvelop.

De blauwe retourenvelop

- In het doorzichtige vakje voorop de envelop zit een kaartje met uw adres. Draai dit kaartje om. Nu staat hier het adres van het laboratorium.
- Rits de envelop dicht.
- U kunt de retourenvelop op de post doen. Een postzegel is niet nodig.

Of:

U kunt de retourenvelop afgeven bij een polikliniek van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Dit kan op de ziekenhuislocaties in Rotterdam of Schiedam of bij een van onze poliklinieklocaties in Maassluis of Berkel.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de arts of behandelaar van wie u de testen heeft ontvangen.

Deze afbeelding is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

*Juli 2023
1243*