

GEBRUIK VAN DE AEROCHAMBER

FRANCISCUS VLIETLAND

Gebruiksklaar maken

- Verwijder het beschermkapje van het medicijnbusje;
- Schud het medicijnbusje krachtig;
- Plaats het medicijnbusje rechtop op de Aerochamber.



Inhalatietechniek

- Laat het kind rechtop zitten of staan.
- Plaats het kapje direct over de neus en de mond; let op goede aansluiting op het gezicht.
- Heeft uw kind de Aerochamber met mondstuk, zorg dan dat de lippen goed om het mondstuk gesloten zijn.
- Geef één puf door krachtig op het medicijnbusje te drukken.
- Laat het kind 10 keer in- en uitademen.
- Haal het medicijnbusje van de Aerochamber en duw het beschermkapje weer op het medicijnbusje.
- Herhaal het bovenstaande met een ander medicijn, indien voorgeschreven door de arts.

Aandachtspunten

- Bij een goede werking van de Aerochamber ziet u tijdens het in- en uitademen het klepje bovenop de Aerochamber op en neer gaan.
- Gebruik altijd eerst de luchtwegverwijder en gebruik dan pas de luchtweg-beschermer.
- Laat uw kind na het gebruik van de luchtwegbeschermer de mond spoelen met water of laat uw kind wat drinken als het nog niet de mond kan spoelen.

- U kunt ook de mond en gezicht afdoen met een washand.
- Met een sopje maakt u de Aerochamber minimaal 1 keer per week schoon en laat hem vervolgens aan de lucht drogen. Bij verkoudheid vaker schoonmaken.
- Controleer regelmatig of er nog medicijn in het medicijnbusje zit. U doet dit op de volgende manier: schud het medicijnbusje en houdt het rechtop, op 1 tot 2 cm. afstand van een ruit of spiegel en geef een puf. Bij het verschijnen van een witte poederring zit er nog genoeg medicijn in het medicijnbusje. Bij het gebruik van Berodual is dit niet het geval, er verschijnt een natte vlek.

Let op de vervaldatum van het medicament!

Augustus 2015